

## DeSoutter Gipszagen

"Altijd de beste gipszaag in huis"

	1270994	CC4 Gipszaag, 230 volt, 14000 oscill. Per minuut, 1,3 kg, 70 dB(A), lengte 333 mm
	1270554	CC5 Gipszaag 22 en 29 volt voor centrale afzuiging, zeer krachtig en ergonomisch
	1272554/7020	CC5 Gipszaag 22 en 29 volt met stofzuiger, zeer krachtig en ergonomisch
	1270664	CC6 Gipszaag 22 en 29 volt zonder stofafzuiging
	1250114	CCB Gipszaag met batterij, 9,6 volt

## **DeSoutter gipszaag**

"Altijd de beste gipszaag in huis"

**CC5**



De CC5 is de meest gebruikte gipszaag in de Nederlandse ziekenhuizen. De CC5 voldoet aan alle ARBO-voorwaarden betreffende ergonomie, geluidsniveau en stofafzuiging en is uniek in zijn soort.

### Technische specificaties CC5






- Twee zaagsnelheden: 12.000 en 16.000 oscillaties per minuut
- Laag voltage voor optimale veiligheid: de CC5 heeft een werkspanning van maximaal 29 Volt (gelijkstroom)
- Geïntegreerd kanaal voor afzuiging van gipsstof
- Lengte 245 mm.
- Gewicht: 0,85 kg.
- Geluidsniveau: 68 dB.






### Technische specificaties stofzuiger

- Motorvermogen 1 Kw (max)
- Voltage: 220/230 V
- Frequentie: 50 – 60 Hz
- Afzuiging 2500 water gauge/mm
- Filtratie: 99,97% 0,5 micron
- Capaciteit opvangzak 7,5 liter
- Geluidsniveau: 58 dB (A)

## Accessoires

	607523	Slangen, doorzichtig, 3 m lengte
	6400	Slangen, niet doorzichtig, 2 m lengte, compleet met kabelklemmen en aluminium koppelstuk
	78472	CC4 Extractiekap bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elbow part 2920</li> <li>▪ Hood part 600003</li> <li>▪ Hose part (slang) 67682</li> </ul>
	7670	CC5 Ophangstelsel
 <p>Part No. 204903</p> <p>Part No. 610073</p>	204903	Hexagonaal sleutel
	610073	inbusbout ter bevestiging van het zaagblad
	602763	Stofzuiger opvangzakken

## Accessoires

	6230	44 mm, circulair PTFE gecoat
	6240	50 mm, circulair PTFE gecoat
	6250	64 mm, circulair PTFE gecoat
	6260	80 mm, Segment PTFE gecoat
	1060	80 mm, circulair PTFE gecoat (niet te gebruiken met CC5)
	3950	64 mm, circulair TiN gecoat
	7310	64 mm, circulair diamond
	7320	80 mm, circulair diamond (niet te gebruiken met CC5)
	7960	64 mm, circulair stainless steel
	11410	64 mm, plasma nitriet
		609053 609083
	6575-12	Koppelstuk voor centrale afzuiging